

LE MASQUE ORTHOPEDIQUE DE DELAIRE



Ce dispositif a pour objectif de stimuler la croissance de la mâchoire supérieure en la tractant. Ainsi, les incisives supérieures pourront recouvrir les incisives inférieures.

Le dispositif intra-buccal est généralement fixé sur 2 bagues sur les molaires et comporte 2 crochets bilatéraux. Il est souvent associé à un disjoncteur. Il faut alors positionner le masque sur le front et le menton, le maintenir avec une main, et tendre les 2 élastiques de la barre externe jusqu'aux 2 crochets internes.

Pour l'enlever, il est impératif de bien maintenir le dispositif externe en appui avec une main pendant que l'on enlève les 2 élastiques depuis les crochets internes.

Il est porté

- Le jour pendant les devoirs, la télévision ou devant l'ordinateur
- La nuit pendant le sommeil

Cet appareil peut provoquer de légères douleurs sur les dents supports. En cas de problème, n'hésitez pas à contacter le cabinet. Le port de cet appareil doit être systématiquement contrôlé, ce qui implique de l'apporter à chaque rendez-vous.